

Referentie: 655132  
 Omschrijving: Onderzoekshandschoenen Nitril, Blauw, Poedervrij, Maat; M  
 Merk: Medisp®

### Samenstelling:

Product	Materiaal	Tolerantie
Onderzoekshandschoenen	Nitril poedervrij	± 10mm

### Testen:

Test	Norm	Resultaat
Lengte	Interne leveranciersmethode	≥240mm
Poeder gehalte	Interne leveranciersmethode	≤2.0mg/pcs
Palm breedte	EN ISO 21420:2020	95 mm
Dubbele dikte	EN ISO 21420:2020	Vinger: 0.24mm
	EN ISO 21420:2020	Palm: 0.21mm
	EN ISO 21420:2020	Manchet: 0.19mm
Gewicht	EN ISO 21420:2020	5 g
Kracht bij breken	EN ISO 21420:2020	Vóór veroudering: ≥ 6N
		Na veroudering: ≥ 6N
40% Natriumhydroxide (K)	EN ISO 374-1:2016+A1:2018/type B	Level 6
30% Waterstofperoxide (P)	EN ISO 374-1:2016+A1:2018/type B	Level 2
37% Formaldehyde (T)	EN ISO 374-1:2016+A1:2018/type B	Level 5
Bescherming tegen Bacteriën	EN ISO 374-5	Geslaagd
Bescherming tegen Virussen	EN ISO 374-5	Geslaagd

### Verpakking:

Verpakking	Aantal	Type	UDI-DI (GTIN)
1e verpakking	100 stuks	Kartonnen doos	18720598880035
2e verpakking	1.000 stuks	Kartonnen doos	28720598880032

### Bewaarcondities

Bewaren op een droge plek op kamertemperatuur.  
 Niet langdurig blootstellen aan zonlicht.

### Afbeelding:

